

イージータム

皮膚赤外線体温計

HPC-01

認証番号：224AIBZX00071000



体温測定

非接触だから衛生的に
体温測定ができます。



約1秒で測定

約1秒ですばやく測定
ができます。



メモリー機能

10件の測定結果を保
存できます。



自動OFF

約20秒間操作がない
場合は自動で電源が
OFFになります。

体に触れずに約1秒測定！

素早く簡単な検温で的確な処置への第一歩へ

特徴

- 肌に触れずに測定できます。衛生的な非接触型測定です。
- 額等の皮膚の赤外線放射量を測定して体温を推定します。
- 過去10回分の測定結果を記憶します。
- 約20秒間操作しないと自動的に電源が切れる省エネ設計です。
- 軽くて小さく携帯に便利です。

使用方法

● 測定方法

- ① ON(測定)ボタンを押します。
- ② () 額アイコンが液晶画面に表示されます。
- ③ 額の中央から約2~3cm離れたところで部位に対して垂直にしてON(測定)ボタンを押します。
- ④ ON(測定)ボタンを押した後に“ピピッ”と音が鳴るまで体温計と額の距離を維持します。
- ⑤ 液晶画面に表示された体温を確認します。36.5℃
- ⑥ 再測定する場合には液晶画面に②のように表示させた後に③~⑤までの過程を繰り返します。
- ⑦ 体温を測定した時に38.1~38.9℃では“ピピ”という警告音が3回鳴り、39℃以上になると“ピピピピ”という警告音が3~4秒間鳴ります。(サイレントモードになっている場合は鳴りません。)

測定終了後は自動的に測定結果を保存します。

MEM(メモリー/モード切換え)ボタンを押すと、過去10回分の測定結果を見ることができます。

本製品をご使用前に添付文書および取扱説明書をよくお読み下さい。


赤ちゃんや小さいお子様に

起きていても寝ていても楽に測定できます。

介護や家庭で毎日検温


おでこで測れるので脱衣不要。手間いらず。

ON(測定)ボタンを押します。



スイッチオン

液晶画面に表示された測定値を確認します。




測定部位(おでこなど)から2~3cm離れたところど部位に対して垂直にしてON(測定)ボタンを押します。押した後に“ピピッ”と音が鳴るまで体温計と測定部位の距離を維持します。



ピピッ

MEM(メモリー/モード切換え)ボタンを押すと過去10回分の履歴を見ることができます。



イージーテム

皮膚赤外線体温計

HPC-01

本体サイズ(mm) : 135(L)×26(W)×22.5(H)

使いやすくなった4つのポイント

1



スイッチがゴムからABS樹脂になり使用感、反応がアップ

2



電池カバーと本体をコードで繋ぎ、カバー紛失防止に

3



ストラップフック付きで持ち運びに便利

4



電池ボックスが本体と一体型になり、丈夫で電池交換がスムーズに

alfresa

ご注文承り書

製品名称	R3 コード	製品記号	JAN コード	備 考	小売希望価格	ご注文数
イージーテム	0000461840	HPC-01		保管用ケース、 リチウム電池 (CR2032) 付き	¥12,000(税別)	個

貴院名(お名前)

担当支店名

担当 MS 名

●価格等、詳細については、弊社 MS よりご案内申し上げます。 ●ご注文承り書には、ご注文数を入れて弊社 MS にお渡しください。

590005

製造販売業者 原沢製薬工業株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪三丁目19番17号

GP4M57①A